

Adjustable Venturi Mask

【 Uso 】

Intended for respiratory therapy.

【 Forma de uso 】

- 1.Colocar el diluyente para la concentracion de oxigeno deseada, 24%-50%. Diluyente azul, 24% @4LPM. Amarillo, 28% @4LPM. Diluyente Blanco, 31% @6LPM. Verde 35% @8LPM. Rosado 40% @10LPM. Anaranjado 50% @10LPM
- 2.Insertar el extremo mas largo del diluyente en el tubo corrugado conectado a la mascara.
- 3.Si se va a administrar humidificacion, colocar la campana de humidificacion sobre el diluyente.
- 4.Conectar un extremo del tubo de oxigeno a la entrada del diluyente y el otro extremo a la fuente de oxigeno.
- 5.Ajustar el flujo al nivel O2 como indica la etiqueta del diluyente asegurando la concentracion indicada.
- 6.Colocar la mascara contorneada sobre la cara. Ajustar la barra de aluminio para mayor comodidad. Colocar la faja retenedora alrededor de la cabeza a la altura de las orejas. Tirar de sus extremos y ajustar para mantener la posicion.

【Precauciones】

1. De un solo uso. Descartar luego de usar.
2. No usar si el envoltorio esta abierto o roto.
3. No almacene a temperaturas altas o en lugares humedos. Almacenar en un lugar seco y fresco.
4. Asegurarse de que todas las conexiones son seguras para que el aire circule a traves del tubo de forma correcta



Ref: A0501

SIZE: XL

LOT



 **Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co.,Ltd.**
No. 138 Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone,
315336, Ningbo, Zhe jiang Province, P.R.China.

EC REP

Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)Eiffestrasse
80 20537 Hamburg GERMANY