

Non-rebreathing Mask with Reservoir Bag



【 Uso 】

Indicado para terapia respiratoria.

【 Forma de uso 】

- 1.Colocar el tubo de oxigeno a la fuente.
- 2.Ajustar el flujo de aire deseado.
- 3.Verificar el flujo de aire del dispositivo. Cerciorarse del funcionamiento correcto de las valvulas. Las valvulas externas deben abrirse durante la exhalacion
- 4.Colocar la mascara del paciente ajustando las tiras hasta que esté asegurada.
Acomodar la banda metalica sobre la nariz

【Precauciones】

1. De un solo uso. Descartar luego de usar.
2. No usar si el envoltorio esta abierto o roto.
3. No almacene a temperaturas altas o en lugares humedos.
Almacenar en lugar un seco y fresco.
4. Asegurarse de que todas las conexiones son seguras para
que el aire circule a traves del tubo de forma correcta

Ref: A0301

SIZE: XL

LOT



 Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co.,Ltd.
No. 138 Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone,
315336, Ningbo, Zhe jiang Province, P.R.China.

EC REP

Shanghai International Holding
Corp.GmbH(Europe)Eiffestrasse
80 20537 Hamburg GERMANY